



Extrication/spine immobilization device Extricator/inmovilizador espinal

This appliance conforms with the Directive 93/42/CEE "Medical Devices".

Se declara que el dispositivo es conforme a la Directiva 93/42/CEE "Dispositivos Médicos".

All immobilizing procedures must be carried as prescribed by the local protocols in use and following the local specifications. Immobilize the patient's head with arms, in order to maintain the spinal column alignment.

Para todos los procedimientos que conciernen la inmovilización del paciente atenerse siempre a los protocolos en uso, según las directivas de la autoridad local. Inmovilizar la cabeza del paciente con las manos, preservando el alineamiento de la columna vertebral.

Apply a rigid cervical collar of the suitable size.

Aplicar un collarín cervical rígido de la medida adecuada.

Position the device behind the patient's back and align it to the spinal column with the belts facing towards the outside.

Colocar el extricador atrás de la espalda del paciente y alinearlo a la columna vertebral. Mantener volteado hacia el exterior el lado sobre el cual están aplicados los cinturones.

Once the SED is in the correct position, before fixing it around the patient's body, pull leg straps from the rear and leave them loose on sides. Wrap chest supports around patient's chest. Adjust device position by lifting it until the abdominal flaps support armpits.

Después de haber puesto correctamente el SED, antes de cerrarlo alrededor del paciente, liberar los cinturones para muslos del pecho dejándolos caer por los lados. Envolver las pequeñas alas abdominales alrededor de la cadera del paciente. Regular la posición del dispositivo levantándolo hasta que las alitas abdominales se vuelvan un soporte para los sobacos.

Buckle the thorax belts according to the following sequence generally considered correct: • Intermediate (yellow) • Lower (red) • Upper (green)
This sequence can not be indicated in all rescue situations. Follow your local EMS guidelines. If the device is used for extrication of pregnant women, it is necessary to fold the thoracic flaps offering more space to the abdomen.
One possible way to close the device, variable depending on the breast and abdomen size, is the following:
• Intermediate belt in the corresponding buckle • Lower belt in the upper buckle
• Upper belt in the lower buckle

Enganchar los cinturones torácicos conforme a la siguiente secuencia, generalmente reconocida como correcta: • Intermedio (amarillo) • inferior (rojo) • Superior (verde)
Esta secuencia puede ser que no sea adecuada para cualquier tipo de socorro. Seguir las directivas de la autoridad sanitaria local.
En caso de aplicación a una paciente embarazada, es necesario doblar una parte de los cinturones torácicos para que el abdomen quede descubierto.
Una posible configuración de cierre, que puede variar según de la dimensión del abdomen y del pecho, es la siguiente: • Cinturón intermedio en la respectiva hebilla • Cinturón inferior en la hebilla superior • Cinturón superior en la hebilla inferior.

Close the leg straps sliding them under the patient's legs and attach them to the appropriate buckles located on the opposite side.

Cerrar los cinturones de las ingles haciéndolos pasar por debajo de las piernas del paciente, enganchándolos en las respectivas hebillas colocadas al lado opuesto.

Tighten both leg straps during the patient's transfer. In case of suspected femoral or pelvic fractures, attention must be paid when using the thigh belts.
The handles of the device can help to achieve better vertical positioning of the device and its best alignment.

El cierre de los cinturones que atan los muslos tendrá que efectuarse al momento de traslado del paciente. El uso de los cinturones a poner alrededor de las ingles requiere una atención particular en caso de fracturas del fémur o de cadera.
Los mangos del dispositivo, pueden ayudar a lograr un mejor posicionamiento vertical del dispositivo y su mejor alineamiento.

Check that the SED is correctly fitted according to patients's size and proceed to immobilize head. Don't cause neck and head movements that could compromise the patient's clinical status. If necessary use one of special cushions to fill in any gap between neck and device. Fix the chin strap making sure that the cervical collar is supported and inclining it towards the patient's ears.

This will avoid having to immobilize the jaw which means the patient is unable to open his mouth. Fix the forehead strap perpendicular to the surface of the forehead bone. All straps must be fixed symmetrically.

Inmovilizar la cabeza solamente después de haber averiguado la correcta colocación del extricador en relación a las dimensiones del paciente.
Prestar atención a no causar movimientos de la cabeza o del cuello que puedan comprometer el estado del paciente. Si fuera necesario, colocar el apósito cojín de soporte para rellenar un posible vacío de espacio. Fijar la faja del mentón cuidando sostener el collarín cervical e inclinarla hacia las orejas del paciente.
De esta manera se evita inmovilizar la mandíbula e impedir la abertura de la boca. Fijar la faja frontal de manera perpendicular a la superficie del hueso frontal. Todas las fajas deben colocarse de manera simétrica.

Once the correct closure of all fixings and the condition of the patient have been checked, the patient can be moved. To move the patient the thorax belt must be tightened. It should then be loosened when the patient is fixed to the spinal board. During use, pressure and lengthwise flexion must not exceed 12 kg. If the patient is vertically lifted, make sure that the force is equally distributed on all handles according to the maximum loading capacity of the device. When the patient has been transferred to another device such as spinal board or a stretcher, immobilize him using proper fixing devices.

Después de haber controlado el cierre de todas las fajas y las condiciones del paciente, será posible seguir con su traslado. Para efectuar el traslado hay que apretar el cinturón torácico, que se soltará en el momento de colocación sobre la tabla espinal.
Durante la fase de uso, evitar cualquier tipo de fuerza a flexión longitudinal mayor de 12 kg. En caso de levantamiento vertical del paciente, asegurarse que la fuerza sea distribuida de manera igual sobre todos los mangos, respetando la capacidad máxima del dispositivo. Una vez colocado el paciente encima de otro dispositivo, como una tabla espinal o una camilla, inmovilizar el paciente usando las fijaciones adecuadas.

Specific warnings/ Advertencias específicas/ Précautions spécifiques/ Avvertenze specifiche

• The use of the device requires the presence of at least two trained and qualified operators.
• Avoid torsions of the patient's thorax during the application of the device and belts adjustment.
• The use with other devices or systems that are not approved by the manufacturer, may cause serious injury to the patient and could cause accidents.


• Para el uso del dispositivo es necesaria la presencia por lo menos de dos operadores entrenados y cualificados.
• Evitar torsiones del tórax durante la aplicación del dispositivo y la regulación de los cinturones.
• La colocación de otros dispositivos /fijaciones al dispositivo mismo, que no hayan sido aprobados por el fabricante, puede causar graves lesiones al paciente y/o ser fuente de accidentes.

• Pour l'utilisation du dispositif la présence de minimum deux opérateurs formés et qualifiés est indispensable.
• Eviter des torsions du thorax du patient durant la mise en place du dispositif et ajuster les sangles.
• La fixation sur le dispositif d'autres dispositifs ou système n'étant pas approuvés par le fabricant, peut engendrer des graves lésions au patient et/ou provoquer des accidents.

• Per l'utilizzo del dispositivo è necessaria la presenza di almeno due operatori addestrati e qualificati.
• Evitare torsioni del torace del paziente durante l'applicazione del dispositivo e la regolazione delle cinture.
• Il fissaggio sul dispositivo di altri dispositivi o sistemi non approvati dal fabbricante, può causare gravi lesioni al paziente e/o essere fonte di incidenti.



10



11

Extracteur/immobilisateur de rachis Estricatore/immobilizzatore spinale

Nous déclarons que les dispositifs sont conformes à la Directive 93/42/CEE "Dispositifs Médicaux".

Si dichiara che il dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici".

Pour toutes les procédures qui concernent l'immobilisation du patient il faut toujours suivre les procédures en vigueur selon les directives des autorités sanitaires locales. Immobiliser la tête du patient avec les mains, en préservant l'alignement de la colonne vertébrale.

Per tutte le procedure che riguardano l'immobilizzazione del paziente fare sempre riferimento ai protocolli in uso, secondo le direttive dell'autorità sanitaria locale. Immobilizzare il capo del paziente con le mani, preservando l'allineamento della colonna vertebrale.

Appliquer un collier cervical de type rigide de taille adaptée au cou du patient.

Applicare un collare cervicale di tipo rigido della misura idonea.

Positionner l'attelle cervicax thoracique à l'arrière du dos du patient et l'aligner à la colonne vertébrale. La partie de l'immobilisateur où sont appliquées les sangles doit être placée vers l'extérieur.

Posizionare l'estrattore dietro la schiena del paziente e allinearla alla colonna vertebrale. Mantenere rivolto verso l'esterno il lato su cui sono applicate le cinture.

Après avoir inséré correctement le SED, avant de le serrer au patient, libérer les sangles du cuissard faisant tomber ces dernières sur les côtés. Envelopper le buste du patient avec les ailettes abdominales. Régler la position du dispositif le soulevant jusqu'au moment que les ailettes abdominales soient un soutien pour les aisselles.

Dopo avere inserito correttamente il SED, prima di chiuderlo attorno al paziente, liberare le cinture inguinali dal dorso lasciandole scendere ai lati. Avvolgere i lembi toracici attorno al busto del paziente.
Regolare la posizione del dispositivo sollevandolo affinché i lembi toracici diventino un sostegno per le ascelle.

Attacher les sangles thoraciques selon la séquence suivante, généralement reconnue correcte parmi les différentes possibles: • intermédiaire (jaune) • inférieure (rouge) • supérieure (verte)
Cette séquence ne peut pas être utilisée pour tous des différents scénarios. Suivre les directives imposées par l'Agence Régionale de santé.
En cas d'utilisation sur femme enceinte il est indispensable de replier la partie mobiles des bandes thoraciques de façon à laisser découvrir l'abdomen.
Une possible configuration de fermeture, qui peut par contre varier en fonction de la dimension de l'abdomen et de la poitrine, est la suivante: • Sangle intermédiaire sur la propre boucle • Sangle inférieure sur la boucle supérieure • Sangles supérieure sur la boucle inférieure

Aggianciare le cinture toraciche secondo la seguente sequenza, generalmente riconosciuta come corretta: • intermedia (gialla) • inferiore (rossa) • superiore (verde)
Tale sequenza può non essere indicata in tutte le situazioni di soccorso. Seguire le direttive della propria autorità sanitaria locale.
Nel caso di applicazione su pazienti gestanti è necessario ripiegare una parte dei lembi toracici in modo da lasciar scoperto l'addome.
Una possibile configurazione di chiusura, che può però variare a seconda della dimensione dell'addome e del seno, è la seguente: • Cintura intermedia nella rispettiva fibbia • Cintura inferiore nella fibbia superiore • Cintura superiore nella fibbia inferiore

Serrer les sangles inguinales tout en les passant sous les jambes du patient les accrochant sur les boucles positionnées sur la partie opposée.

Chiudere le cinture inguinali facendole scorrere sotto le gambe del paziente agganciandole alle apposite fibbie poste sul lato opposto.

Le serrage des sangles inguinales devra s'effectuer au moment du transfert du patient. L'utilisation des sangles inguinales demande une attention particulière en cas de fractures du col du fémur ou du bassin.
Les poignées du dispositif peuvent aider pour obtenir un meilleur positionnement vertical de l'attelle cervico thoracique et pour un meilleur alignement.

Il serraggio delle cinture cosciali dovrà essere effettuato al momento del trasferimento del paziente. L'uso delle cinture inguinali richiede particolare attenzione in caso di fratture al femore o al bacino. Le maniglie del dispositivo, possono aiutare ad ottenere un miglior posizionamento verticale del dispositivo e un suo miglior allineamento.

L'immobilisation de la tête, uniquement après avoir bien vérifié le juste positionnement de l'attelle cervico-thoracique en fonction aux dimensions du patient. Faire très attention à ne pas provoquer des mouvements de la tête et du cou pouvant compromettre l'état de santé du patient. Si nécessaire, combler l'espace située entre la bande de tête et la partie postérieure de la tête de la victime avec le coussin de support. Fixer la sangle mentionnière tout en soutenant le collier cervical et puis l'incliner vers les oreilles du patient.
En opérant de cette façon on évite d'immobiliser la mandibule et de bloquer l'ouverture de la bouche. Fixer la sangle frontale perpendiculairement à la surface de l'os frontal. Toutes les sangles doivent être fixées de manière symétrique.

Immobilizzare il capo solo dopo avere verificato la corretta posizione dell'estrattore in relazione alle dimensioni del paziente. Prestare attenzione a non causare movimenti del capo e del collo che possano compromettere lo stato del paziente. Se necessario, riempire lo spazio nucale con l'apposito cuscinio di supporto. Fissare la fascia mentoniera avendo cura di sostenere il collare cervicale e inclinarla verso le orecchie del paziente. In questo modo si evita di immobilizzare la mandibola e impedire l'apertura della bocca. Fissare la fascia frontale perpendicolarmente alla superficie dell'osso frontale. Tutte le fasce devono essere fissate in modo simmetrico.

Après avoir contrôlé le bon serrage de toutes les sangles et les conditions de santé du patient, il sera donc possible procéder à l'immobilisation. Pour effectuer le transfert il faut ainsi nécessairement serrer la sangle thoracique, qui sera relâchée lors que le patient sera immobilisé sur le plan dur vertébral. Durant l'utilisation éviter tout type de force supérieure à 12 kg, pouvant agir sur une flexion longitudinale. En cas de soulèvement vertical du patient, il est indispensable de vérifier que la force appliquée soit distribuée de manière uniforme sur toutes les poignées, tout en respectant la capacité de charge maximale pour ce dispositif. Après avoir transféré le patient sur un autre dispositif tels que un plan dur vertébral ou une civière, immobiliser le patient en utilisant les systèmes de maintien dédiés.

Dopo avere controllato la chiusura di tutti i fissaggi e le condizioni del paziente sarà possibile effettuare la mobilizzazione. Per effettuare il trasferimento occorre stringere anche la cintura toracica, che verrà allentata al momento del fissaggio sulla tavola spinale. In fase di utilizzo evitare qualsiasi tipo di forza a flessione longitudinale maggiore di 12 kg. In caso di sollevamento verticale del paziente, assicurarsi che la forza applicata sia egualmente distribuita su tutte le maniglie, nel rispetto del carico massimo per il dispositivo. Dopo il trasferimento su altro dispositivo quale tavola spinale o barella, immobilizzare il paziente utilizzando gli appositi sistemi di fissaggio.



spencer.it

All rights reserved. No part of this document can be photocopied, reproduced or translated into another language without the written approval of Spencer Italia S.r.l.
Tous les droits sont réservés. Aucune partie du document peut être photocopiée, reproduite ou traduite sans aucun pré consentement écrit par Spencer Italia S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previo consenso scritto della Spencer Italia S.r.l.






SR00111B SED Spencer
Extrication Device

SR00102B SED XS

SR00100B SED XL



User's Manual

1 GENERAL INFORMATION
1.1 Aim and contents <p>The aim of this manual is to supply all the information necessary so that the client, will not only attain adequate use of the appliance, he will also be capable of using the instrument in the most autonomous and secure way possible. This includes information regarding technical aspects, functioning, maintenance, spare parts and safety.</p> 1.2 Conservation of the instruction manual <p>The instruction and maintenance manual must be kept with the product, inside the specially provided container and above all, away from any substances or liquids which could compromise perfect legibility.</p> 1.3 Symbols used
 General or specific warning
 See instructions for use
 Lot number
 Product code
 Product compliant with specifications of the Directive 93/42/CEE

1.4 Servicing request

For any information regarding the use, maintenance and installation, please contact the Spencer Customer Care Service on +39 0521 541111 - Fax +39 0521 541222 e-mail: export@spencer.it for general informations about Spencer products, service@spencer.it for technical assistance or write to Spencer Italia S.r.l. - Via Provinciale, 12 43038 Sala Baganza (Parma) ITALY.

1.5 Demolition

Follow the current regulations.

1.6 Labelling

Each device has got an identifying label, positioned on the device itself and/or on the box. This label includes information about the Manufacturer, the product, CE mark, lot number (LOT) or serial number (SN).

2 WARNINGS

2.1 General warnings

- Before carrying out any kind of operation on the appliance (training, installation, use), the operator must carefully read the enclosed instructions, paying particular attention to the correct safety precautions and to the procedures to be followed for installation and for correct use.
- In the case of any doubts as to the correct interpretation of the instructions, please contact Spencer Italia S.r.l. for any necessary clarifications.
- Regularly check the appliance.
- In the case of any abnormalities or damage to the appliance, which could jeopardize the functioning and the safety, the appliance must be immediately removed from service.
- Do not alter or modify in any way the appliance; any such interference could cause malfunctions and injury to the patient and/or rescuer.
- The appliance must not in any way be tampered with. In such cases all responsibility will be denied for any malfunctions or injuries caused by the appliance itself.
- Those who modify or have modified, prepare or have prepared medical appliances in such a way that they no longer serve the purpose for which they were intended, or no longer supply the intended service, must satisfy the valid conditions for the introduction onto the market.
- Ensure that all the necessary precautions are taken in order to avoid the hazards that can arise as the result of contact with blood or body fluids.
- Handle with care.
- Register and store with these instructions: lot number, place and date of purchase, first date of use, date of checks, name of users, any comments.
- Use of the device in anyway other than described in this manual is forbidden.

2.2 Specific warnings

- The product must be used by trained personnel only.
- If any failure or incorrect functioning of the device is detected, it must be immediately substituted with a similar item so that the rescue procedures are guaranteed without any interruption.
- When the device is being used, the assistance of qualified staff must be guaranteed.
- The extrication/spine immobilization device should not be exposed nor get in contact with heat sources or flammable agents.
- Store in a cool, dry, dark place and do not expose to direct sun. Do not store the device underneath any heavy objects.
- Use the device only as described in this manual.
- Always check the integrity of all the parts of the device before use.
- Replace immediately damaged parts.
- Do not flex the SED in excessive and extended way.
- Device must be carried out in compliance with the local health authority regulations.
- The device must be used following the procedures approved by the local Emergency Medical Services.

2.3 Contraindications and side effects

The use of this device, if used as described in this manual, does not present any contraindications or collateral effects.

3 PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Intended use

SED Spencer Extrication Device is an instrument for extrication and spine immobilization, ideal for all emergency situations. Particularly suitable for victims blocked in vehicles, collapsed buildings and uneasy places. It can also be used with pregnant women, children and babies. It is ideal for the immobilization of the hips and pelvis fractures. The vertical rigidity and the horizontal flexibility are the main characteristics of this device, which allows a rapid immobilization of the spinal column and a secure extrication. SED is completely X-ray compatible. The patient cannot intervene on the device in any way.

3.2 Main components (fig. 11)

- A Covering made of 400 D nylon covered in vinyl
 - B Internal supports made of birch splints
 - C Head support
 - D Strips of self-adherent strips to fix the nape and chin straps
 - E Abdominal buckles with 50 mm polypropylene tape
 - F Abdominal belts with 50 mm polypropylene tape
 - G Tight buckles with 50 mm polypropylene tape
 - H Tight belts with 50 mm polypropylene tape
 - I Lifting handles
 - J Nape strap made of 30 mm tape
 - K Chin strap made of 30 mm tape
 - L Posterior nape cushion and support filled with indestructible expanded polyurethane
 - M Cross-sectional strap
 - N Transport bag
- 3.3 Models**
- See back.
- 3.4 Technical data**
- Dimensions folded inside transport bag: 880 x 110 x h305 mm
Width extended: 900 mm
Length: 830 mm
Weight with bag and accessories: 3 kg
Load capacity: 230 kg
Functioning temperature: from -20 to +50 °C
Storage temperature: from -20 to +50 °C
Relative humidity: maximum 50%

4 OPERATING INSTRUCTIONS

4.1 Transport and storage

Before transporting the appliance, make sure that it is correctly packed ensuring also that there are no risks of shocks, bumps or falls during the transport itself.

Keep the original packaging for use in case of any further transport. Damage to the appliance caused during transport and handling is not covered by the guarantee. Repairs or replacement of the damaged parts are the responsibility of the client. The device must be stored in a dry, cool area away from direct sunlight. It must not be placed in contact with any substances or chemical agents which could cause damage and reduce safety characteristics.

4.2 Preparation

On receipt of the product:

- remove the packaging and display the material so that all components are visible
- check that all the components/pieces on the accompanying list are present
- the appliance must be checked before every use so as to reveal any working abnormalities and/or damage caused by transport and/or storage. If you want to check the device, all straps on the SED must be correctly attached so as to test using all straps and not just one buckle and strap. Using just one buckle and strap could lead to abnormal strain which would not be a conform simulation of the normal use.

- Before putting the device in service make the following careful checks:
- general integrity (absence of cuts, holes, abrasions)
 - self-adherent strips and belts tightness
 - integrity of splints (apply light pressure on the centre of the device in order to check any breakages; do not apply a flexion force higher than 12 kg)

4.3 Functioning

See back.

4.4 Troubleshooting

Excessive vertical flexion

The belt buckle will not attach correctly

Cause

Probably one or more of the splints are broken

Probable buckle break

Remedy

Put immediately the device out of service and contact the service centre

5 MAINTENANCE AND CLEANING

5.1 Cleaning

The operator must always wear adequate personal protection such as gloves and mask etc. during all checking and cleaning procedures. Failure to carry out cleaning operations can cause the risk of cross infection. For a correct device storage, clean it as follows. Clean by means of a clean cloth and bactericidal or germicidal disinfectant. Rinse with hot water, extend the device and leave it to dry in a parked environment free from humidity. Keep clean the outward surface by means of a clean cloth. Do note use chemical solvents

5.2 Maintenance

Establish a maintenance programme and periodic testing, identifying a reference employee.

The inspection frequency is determined by factors such as legal requirements, the type of use, frequency of use, environmental conditions during use and storage.

The person responsible for every day maintenance can only substitute the spare parts indicated on paragraph 6.2 "Spare Parts". All other substitutions or repairs can be carried out only by the manufacturer or by a centre authorised by the manufacturer.

For any operations that are not carried out directly by the manufacturer but by an authorised centre, we have to underline that a report regarding all operations carried out must be requested. This will permit both Spencer Italia S.r.l. and the end user to keep a log book regarding the operations carried out on the device. The device, if used as indicated in the following instruction manual, has an average life span of 5 years.

5.2.2 Special servicing

Only the manufacturer or centres with written authorisation are authorised to complete any special servicing operations. For any operations that are not carried out directly by the manufacturer but by an authorised centre, we have to underline that a report regarding all operations carried out must be requested. This will permit both Spencer Italia S.r.l. and the end user to keep a log book regarding the operations carried out on the device. The device, if used as indicated in the following instruction manual, has an average life span of 5 years.

6 ACCESSORIES AND SPARE PARTS

- 6.1 Accessories**
 - SR00101B SED XL Kit
 - SR00220A Transport bag
- 6.2 Spare parts**
 - SR00210A Nape and chin straps replacement kit.
 - SR00221A Posterior cushion with self-adherent strips

Manual de Uso y Manutención

1 INFORMACIONES GENERALES

1.1 Fin y contenido

Este manual tiene la finalidad de dar al cliente todas las informaciones necesarias en manera que, además de un adecuado uso del dispositivo, sea capaz de manejar el mecanismo en el modo más autónomo y seguro posible. Este manual contiene informaciones referentes al aspecto técnico, el funcionamiento, la manutención, los recambios y la seguridad.

1.2 Conservación del manual de uso

El manual de uso y manutención debe ser conservado en las cercanías del producto, dentro de un estuche apropiado y, sobretodo, al amparo de cualquier elemento o sustancia que pueda comprometer la perfecta legibilidad.


1.3 Símbolos utilizados

Advertencias generales y/o específicas

Consultar el manual del usuario

Número de lote

Código identificativo del producto

 Producto conforme a los requisitos previstos en la Directiva 93/42/CEE

1.4 Pedido de asistencia

Para cualquier tipo de información relativa a la correcta interpretación de las instrucciones, al uso, a la manutención, a la instalación, a la devolución, contactar el Servicio Asistencia Clientes Spencer al número +39 0521 541111 - Fax +39 0521 541222 e-mail: export@spencer.it para informações gerais sobre os produtos Spencer, service@spencer.it para assistência técnica o bien escribir a Spencer Italia S.r.l. - Via Provinciale, 12 - 43038, Sala Baganza (Parma) ITALY.

1.5 Descarte

Atenerse a las normas vigentes.

1.6 Etiquetadura

Cada dispositivo está equipado con una etiqueta, ubicada en el propio dispositivo o en el envase, en el que aparecen la identificación de datos del fabricante del producto, marcado CE, número (SN) o lote (LOT). Estos no deben ser quitados o cubiertos.

2 ADVERTENCIAS

2.1 Advertencias generales

- Antes de efectuar cualquier operación sobre el dispositivo (tales como instalación, formación, empleo), los operadores deben leer atentamente las instrucciones contenidas en la presente publicación, con particular atención a cuanto se refiere a las oportunas precauciones de seguridad y a las metodologías de instalación y empleo.
- En caso de dudas sobre la correcta interpretación de las instrucciones, contactar Spencer Italia S.r.l. para obtener las aclaraciones necesarias.
- Controlar con regularidad el dispositivo.
- En caso de anomalías o daños que puedan comprometer la funcionalidad y la seguridad del dispositivo es necesario retirar inmediatamente el dispositivo del servicio.
- No alterar o modificar arbitrariamente el dispositivo; la modificación podría provocar el funcionamiento imprevisto y daños al paciente o a los socorredores.
- El dispositivo no debe sufrir alguna adulteración, en caso contrario se declina toda responsabilidad sobre el correcto funcionamiento o sobre eventuales daños provocados por el mismo dispositivo.
- Quien modifica o hace modificar o bien prepara o hace preparar dispositivos médicos en manera tal que no sirvan más al uso previsto o no proporcionen más el servicio previsto debe satisfacer las condiciones válidas para la primera entrada en comercio.
- Asegurarse de haber adoptado toda precaución al fin de evitar peligros derivados del contacto con sangre o secreciones corporales.
- Usar con cuidado.
- Grabar y guardar con estas instrucciones: lote, el lugar y la fecha de compra, fecha de primer uso, fecha de los controles, nombre de los usuarios que lo utilizan y comentarios
- Está prohibido el uso del dispositivo para cualquier otro uso distinto al que se describe en este manual.

2.2 Advertencias específicas

- El producto debe ser utilizado solamente por personal entrenado.
- En caso de que haya un mal funcionamiento del dispositivo, es necesario usar inmediatamente un producto análogo, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones de rescate.
- Durante el uso del dispositivo se debe garantizar la presencia de personal calificado.
- El extractor/inmovilizador espinal no debe ser expuesto y mucho menos entrar en contacto con fuentes térmicas de combustión o agentes inflamables.
- Debe almacenarse en lugar fresco y seco, protegido de la luz, no debe estar expuesto al sol y no debe almacenarse debajo de otros materiales más o menos pesados.
- Utilizar el dispositivo solamente como indicado en este manual.
- Verificar siempre la integridad de todas las partes antes del uso.
- Sustituir inmediatamente las partes gastadas o dañadas.
- De todos modos no flexionar de manera excesiva y prolongada.
- El dispositivo debe ser usado según las directivas de la Autoridad sanitaria local.
- El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las directrices de la autoridad de salud local.

2.3 Contraindicaciones y efectos colaterales

El uso de este dispositivo, si efectuado como indicado en el presente manual de uso, no presenta contraindicaciones o efectos colaterales.

3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Destinación de uso

El SED Spencer Extrication Device es un instrumento para la extracción y la inmovilización espinal en todas las situaciones de emergencia. Está particularmente indicado para víctimas bloqueadas en vehículos, derribamientos y lugares de difícil acceso. Permite atender a pacientes embarazadas, niños y recién nacidos. Ideal para tratar las fracturas de cadera y de pelvis. La rigidez vertical y la flexibilidad horizontal son las principales características de este instrumento, que permiten una rápida inmovilización de la columna espinal y una segura extracción. SED es completamente radio-compatible. No ha sido previsto que el paciente pueda intervenir sobre el dispositivo.

3.2 Componentes principales (fig. 11)

- A Material de revestimiento en nylon 400 D revestido de vinilo
 - B Soportes internos realizados con listones de abedul
 - C Soporte para la cabeza
 - D Tiras de bandas autoadherentes para la fijación de las bandas de la nuca y la barbilla
 - E Hebillas abdominales con cinta en polipropileno de 50 mm
 - F Correas abdominales con cinta en polipropileno de 50 mm
 - G Hebillas de muslos con cinta en polipropileno de 50 mm
 - H Correas de muslos con cinta en polipropileno de 50 mm
 - I Manijas de levantamiento
 - J Sangle de la nuca realizada con cinta de 30 mm
 - K Banda de la barbilla realizada con cinta de 30 mm
 - L Almohada para la nuca y soporte posterior acolchados en poliuretano expandido antimoho
 - M Banda transversal
 - N Bolsa de transporte
- 3.3 Modelos**
- Ver detrás.
- 3.4 Datos técnicos**
- Dimensiones plegado dentro de la bolsa: 880 x 110 x h305 mm
Anchura extendido: 900 mm
Longitud: 830 mm
Peso con bolsa y accesorios: 3 kg
Capacidad de carga: 230 kg
Temperatura de uso: de -20 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -20 a +50 °C
Humedad relativa: máximo 50%

4 INSTRUCCIONES OPERATIVAS

4.1 Transporte y almacenaje

Antes de efectuar el transporte del dispositivo, asegurarse de haberlo embalado adecuadamente y de haber obrado en modo tal que no subsistan riesgos de golpes o caídas durante el transporte en sí.

Conservar el embalaje original para eventuales transportes sucesivos. Daños al dispositivo causados durante el transporte y la movilización no son cubiertos por la garantía. El dispositivo de almacenamiento debe estar en un lugar seco,fresco, protegido de la luz y del sol. No debe entrar en contacto con agentes químicos o sustancias que pueden alterar las características de seguridad.

4.2 Preparación

Al recibimiento del producto:

- remover el embalaje y disponer el material en modo visible
 - controlar todas las piezas
- El dispositivo debe ser controlado antes de cada puesta en servicio, en manera de poder relevar anomalías en el funcionamiento y/o daños debidos al transporte y/o almacenamiento el SED en posición abierta y si se desea verificar el dispositivo, usar todos los sistemas de fijación correctos del extractor y no forzar únicamente sobre simples correas o hebillas para evitar rupturas anómalas que no se deben considerar igual que el uso normal del dispositivo.

Antes de cada uso, efectuar chequeos detallados en cuanto a:

- la integridad general (ausencia de cortes, hoyos, abrasiones)
- resistencia del bandas autoadherentes y correas
- integridad de las varitas (aplicar una presión ligera al centro del dispositivo y así detectar eventuales rupturas; no aplicar una fuerza de flexión superior a 12 kg)

4.3 Funcionamiento

Ver detrás.

4.4 Gestión averías

Problema
Flexión vertical excesiva

El enganche macho-hembra de las correas no se cierra correctamente

Causa
Probable ruptura de una o más varitas

Probable ruptura de la hebilla

Solución
Retirar inmediatamente el dispositivo del servicio y contactar el centro de asistencia

5 MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA

5.1 Limpieza

Durante todas las operaciones de control y saneamiento el operador debe usar un adecuado equipo de protección personal, tales como guantes, gafas etc. La falta de ejecución de las operaciones de limpieza puede acarrear el riesgo de infecciones cruzadas. Para una conservación correcta del dispositivo efectuar periódicamente las operaciones a continuación: limpiar con un paño limpio usando un normal desinfectante entre los que se encuentran en comercio (bactericida o germicida). Enjuagare con agua caliente, extender el SED en posición abierta y si se desea verificar el dispositivo, usar todos los sistemas de fijación exterior usando un paño limpio. No usar solventes químicos.

5.2 Manutención

5.2.1 Mantenimiento de rutina y revisión periódica
Establecer un programa de mantenimientos e inspecciones periódicas, identificando un empleado de referencia. **La frecuencia de las inspecciones está terminada por factores tales como: los requisitos legales, el tipo de uso, la frecuencia de uso, las condiciones ambientales durante el uso, y el almacenamiento.** La persona que se encarga de la manutención ordinaria puede sustituir sólo los repuestos indicados en el párrafo 6.2 "Recambios". Para las otras actividades de sustitución/repación dirigirse al fabricante o a un centro autorizado por este último. En lo que concierne a las intervenciones no efectuadas por el fabricante, sino por un centro autorizado, les recordamos que es necesario pedir un informe relativo a la actividad efectuada. Ésto permitirá tanto a Spencer Italia S.r.l. como al usuario de localizar todas las intervenciones efectuadas. El dispositivo no requiere una revisión programada.

5.2.2 Manutención extraordinaria

La manutención extraordinaria puede ser efectuada sólo por el fabricante o centros autorizados por el mismo fabricante.

En lo que concierne a las intervenciones no efectuadas por el fabricante, sino por un centro autorizado, les recordamos que es necesario pedir un informe relativo a la actividad efectuada. Ésto permitirá tanto a Spencer Italia S.r.l. como al usuario de localizar todas las intervenciones efectuadas. El dispositivo, si empleado como indicado en las instrucciones a continuación, tiene un tiempo de vida medio de 5 años.

6 ACCESORIOS Y RECAMBIOS

- 6.1 Accesorios**
 - SR00101B SED XL Kit
 - SR00220A Bolsa de transporte
- 6.2 Recambios**
 - SR00210A Set cintas de cambio mentón/frente
 - SR00221A Almohada de soporte con bandas autoadherentes

Notice d'utilisation et d'entretien

1 INFORMATIONS GENERALES

1.1 But et contenu

Cette notice a pour but celui de fournir au client toutes les informations nécessaires à fin qu'il soit capable de gérer le dispositif de façon la plus autonome possible outre à un correct emploi du même. Elle comprend les informations relatives à l'aspect technique, au fonctionnement, à l'entretien, aux pièces de rechange et à la sécurité.

1.2 Conservation de la notice d'utilisation

La notice d'utilisation et d'entretien doit être conservée en proximité du produit, dans une boîte appropriée et surtout à l'abri de tout élément ou substance qui pourrait empêcher une parfaite lisibilité.

1.3 Symboles utilisés

 Instructions générales et/ou spécifiques

 Consulter la notice d'utilisation

 Numéro de lot

 Référence du produit

 Produit conforme aux standards de la Directive 93/42/CEE

1.4 Demande d'assistance

Pour toute sorte d'information relative à la correcte interpretation de cette notice d'utilisation, de manutention, d'installation ou de retour contacter le Service Assistance Clients Spencer au numéro de Tél. +39 0521 541111 - Fax. +39 0521 541222 - e-mail: export@spencer.it pour tout renseignement sur les produits Spencer, service@spencer.it pour l'assistance technique ou écrire à Spencer Italia S.r.l. - Via Provinciale, 12 - 43038, Sala Baganza (Parma) ITALY.

1.5 Mise au rebut

Suivre les normes en vigueur.

1.6 Étiquetage

Chaque dispositif est étiqueté avec une étiquette positionnée sur le dispositif même et/ou sur l'emballage, mentionnant les données du Fabricant, du produit, marquage CE, numéro du lot (LOT). Cette étiquette ne doit jamais être enlevée ou cachée.

2 PRÉCAUTIONS

2.1 Précautions générales

Avant d'effectuer n'importe quelle opération sur le dispositif (comme la formation, installation, utilisation), il convient à l'utilisateur de lire attentivement les instructions contenues dans cette notice, et en particulier les précautions conformes à la sécurité et aux procédés d'installation et utilisation.

- En cas de doute sur la correcte interprétation des instructions contacter Spencer Italia S.r.l. afin d'obtenir les informations nécessaires.
- Contrôler régulièrement le dispositif.
- Si le produit présente des défauts ou endommagements qui pourraient compromettre son fonctionnement il doit être immédiatement exclu de sa normale utilisation.

- Ne pas altérer ou modifier arbitrairement le dispositif; la modification pourrait provoquer un fonctionnement imprévisible et dommages au patient ou aux secouristes.
- Le dispositif ne doit subir aucune modification illicite, en cas contraire nous déclinons toute responsabilité sur le correct fonctionnement ou sur eventuels dommages provoqués par le dispositif même.
- La personne qui modifie ou fait modifier les dispositifs médicaux de façon telle à ce qu'ils ne servent plus à leur usage prévu ou à ce qu'ils ne fournissent plus la prestation prévue doit satisfaire les conditions valables pour la première commercialisation.
- S'assurer d'avoir adopté toute précaution afin d'éviter les dangers dérivants du contact avec le sang ou sécrétions corporelles.
- Manipuler avec précaution.

- Enregistrer et conserver avec ce manuel d'utilisation: numéro de lot, lieu et date d'achat, date de mise en service, date des contrôles techniques, nom des utilisateurs et commentaires.
- Il est interdit d'employer le dispositif pour toute autre utilisation différente de celle qui est décrite dans ce manuel d'utilisation.

2.2 Précautions spécifiques

- Le dispositif doit être utilisé uniquement par le personnel formé.
- En cas de mauvais fonctionnement du dispositif, il est nécessaire utiliser immédiatement un produit similaire, afin de garantir la continuité des opérations de secours.
- La présence de personnel qualifié doit être garantie durant toute utilisation du dispositif.
- L'extracteur/inmovilisateur de rachis ne doit pas être exposé et néanmoins être mis au contact avec des sources de chaleur de combustion et avec d'autres agents inflammables.
- Le stockage du dispositif doit se faire en milieu secs et non humides, frais, à l'abri de la lumière et pas exposés au soleil. Ne pas stocker le dispositif sous d'autres matériaux plus ou moins lourds.
- Utiliser le dispositif uniquement comme décrit dans cette notice.
- Toujours vérifier l'intégrité de toutes les pièces du dispositif avant de son utilisation.
- Remplacer immédiatement les parts usées ou endommagées.
- Ne pas fléchir le SED de façon excessives et prolongées.
- Le dispositif doit être utilisé selon les directives des autorités sanitaires locales.
- Le dispositif doit être utilisé suivant les préconisations approuvées par le Service de Médecine d'Urgence local.

2.3 Contre indications d'utilisation et effets indésirables

Le dispositif, si utilisé comme prescrit dans la présente notice d'utilisation, ne présente aucune contre indication ni aucun effets indésirables.

3 DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1 Voie d'utilisation

SED Spencer Extrication Device est un système pour l'extraction et l'immobilisation cervico-thoracique dans toutes les situations d'urgence. Il est donc particulièrement indiqué pour les victimes bloquées dans les véhicules, écroulements et milieux périlleux. Il peut être utilisé même pour des patients enceintes, enfants et nourrissons. Il est idéal pour immobiliser des fractures de la hanche et du bassin. La rigidité verticale et la flexibilité horizontale sont les principales caractéristiques de ce système, qui permet une rapide immobilisation de la colonne vertébrale et une sûre extraction. Le SED est complètement radio-compatible. Il n'est pas prévu que le patient puisse intervenir sur le dispositif.

3.2 Pièces principales (mat. 11)

- A Revêtement en nylon 400 D enduit de vinyle
 - B Supports intérieurs réalisés avec lamelles de bouleau
 - C Support pour la tête
 - D Bandes en bande autoagrippante pour fixer la sangle de maintien nucale et mentonnière
 - E Sangles abdominales avec ruban en polypropylène de 50 mm
 - F Ceintures abdominales avec ruban en polypropylène de 50 mm
 - G Sangles du cuissard avec ruban en polypropylène de 50 mm
 - H Ceintures du cuissard avec ruban en polypropylène de 50 mm
 - I Poignées de relevage
 - J Sangle de maintien nucale réalisée avec du ruban de 30 mm
 - K Sangle de maintien frontale réalisée avec du ruban de 30 mm
 - L Coussin de la nuque et support postérieur rembourré en polyuréthane expansé imputescible
 - M Bande transversale
 - N Sac de transport
- 3.3 Modèles**
- Vérifier au verso.
- 3.4 Données techniques**
- Dimensions plié dans le sac de transport: 880 x 110 x h305 mm
Largeur ouvert: 900 mm
Longueur: 830 mm
Poids avec sac et accessoires: 3 kg
Charge utile: 230 kg
Température d'utilisation: da -20 a +50 °C
Température de stockage: da -20 a +50 °C
Humidité relative: maximal 50%

4 INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES

4.1 Transport et stockage

Avant de transporter le dispositif s'assurer de l'avoir emballé correctement et d'avoir fait le nécessaire afin d'éviter tout risque de choc ou de chute pendant le transport même. Conservr l'emballage d'origine pour éventuels et successifs transports. Dommages au dispositif provoqués pendant le transport et la manipulation ne sont pas couverts par garantie. Réparations ou remplacements des pièces endommagées sont à la charge du client. Stocker le dispositif dans un endroit sec et frais, loin de la lumière et du soleil. Le dispositif ne doit pas entrer en contact avec des substances, des agents chimiques, qui peuvent altérer ses caractéristiques de sécurité.